
マットカバー

MAT COVER



株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長


- ・吸水性、撥水性の二重構造が当社各ポジションナーのマットを清潔に保ち、皮膚の摩擦、ずれを予防できます。
- ・当商品を使用することで清拭の手間を大幅に軽減できます。



脊椎フレーム用マットカバー

対象機種

LT-200、LT-300、LT-600、LT-700、
LT-1000、LT-1000CS、LT-1000LP、
ラジオルーセントスパインテーブル



ヒップポジションナー用マットカバー

対象機種

ML-1st、
フレキシブルラテラルポジションナー (FLP)

仕 様

品 番	商 品 名	規 格
1-501-000-50	脊椎フレーム用マットカバー 四点支持マット	1箱 12セット(48枚)入り
1-501-000-51	脊椎フレーム用マットカバー ヘッドレスト	1箱 12セット(36枚)入り
1-501-000-52	ML-1st/FLP用マットカバー 丸型マット M	1箱 50枚入り
1-501-000-53	ML-1st用マットカバー 角型マット M	1箱 50枚入り
1-501-000-54	FLP用マットカバー 角型マット L	1箱 40枚入り

使用上の注意

- ・再使用はしないでください。
- ・患者の体格、使用時間や使用方法により効果に差が生じます。
- ・当社製ポジションナーのマットと一緒にお使いください。



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04(7141)4021 FAX04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>