
クイック ケリソン ロンジュール

QUICK KERRISON RONGEUR




株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長


- ・ **EASY TO CLEAN** 3ステップで分解・組立が可能。シャフト内部まで洗浄できます。
- ・ **NO SPRING SYSTEM** シャフトの動きが軽くスムーズです。また、手袋も引っ掛かりません。
- ・ **COMPACT AND POWERFUL** ハンドルはコンパクト。先端は14mmのラージマウス。
- ・ **SCHWARZ COATING** 切れ味の耐久性を向上させ、ハレーションも抑制します。

使用方法

●分解の手順



●組立の手順



仕 様

	品 番	商 品 名	規 格			
			シャフト長	先端幅	形状	
①	1-110-200-01ST	クイックケリソンロンジュール(スーパーシン)	18cm	1mm	40° 上向	イジェクター付
②	1-110-200-02	クイックケリソンロンジュール		2mm		
③	1-110-200-03	クイックケリソンロンジュール		3mm		
④	1-110-200-04	クイックケリソンロンジュール		4mm		
⑤	1-110-200-05	クイックケリソンロンジュール	18cm	5mm	40° 上向	
⑥	1-110-210-01ST	クイックケリソンロンジュール(スーパーシン)	20cm	1mm	40° 上向	イジェクター付
⑦	1-110-210-02	クイックケリソンロンジュール		2mm		
⑧	1-110-210-03	クイックケリソンロンジュール		3mm		
⑨	1-110-210-04	クイックケリソンロンジュール		4mm		
⑩	1-110-210-05	クイックケリソンロンジュール	20cm	5mm	40° 上向	
⑪	1-110-211-02	クイックケリソンロンジュール(弱上弯)	20cm	2mm	40° 上向	
⑫	1-110-212-02	クイックケリソンロンジュール(弱下弯)	20cm	2mm	40° 上向	

※⑤⑩⑪⑫は受注発注になります。納期は担当営業にご確認下さい。



製造販売元
株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

品目届出番号 : 12B1X10016000014