
マットカバー

MAT COVER




**ISO MEDICAL
SYSTEMS**

株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長

- 通気性と透湿性のある、肌に優しい素材を採用。
- 特殊な二重構造で当社各ポジションナーのマットを清潔に保ち、皮膚の摩擦、ずれを軽減できます。
- 当商品を使用することで清拭の手間を大幅に軽減できます。
* 撥水加工の為、ご使用状況により水分が浸透する可能性がありますのでご了承ください。



脊椎フレーム用マットカバー

対象機種


LT-200、LT-300、LT-600、LT-700、LT-1000、
LT-1000CS、LT-1000LP、ラジオールセントスパインテーブル、
KMPカーボンフレーム、フェイスフレーム



ヒップポジションナー用マットカバー

対象機種


ML-1st、フレキシブルラテラルポジションナー (FLP)、
ラテラルポジションサポーター、スマートポジションナー



半側臥位用マットカバー

対象機種

セミラテラルオペレーションシステム (SOS-1st)



仕 様

品 番	商 品 名	規 格
1-501-000-50	脊椎フレーム用マットカバー 四点支持マット	1箱 12セット (48枚) 入り
1-501-000-51	脊椎フレーム用マットカバー ヘッドレスト	1箱 12セット (36枚) 入り
1-501-000-52	ML-1st/FLP用マットカバー 丸型マット M	1箱 50枚入り
1-501-000-53	ML-1st用マットカバー 角型マット M	1箱 50枚入り
1-501-000-54	FLP用マットカバー 角型マット L	1箱 40枚入り

使用上の注意

- 再使用はしないでください。
- 患者の体格、使用時間や使用方法により効果に差が生じます。
- 当社製ポジションナーのマットと一緒にお使いください。



製造販売元

株式

会社

イソメディカルシステムズ

本 社 〒 101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒 277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>