

フレキシブル ラテラル ポジショナーR

FLEXIBLE LATERAL POSITIONER R



株式会社 イソメディカルシステムズ

特 長

1. 各パーツがそれぞれフレキシブルに動くことにより、患者の体格に合わせた、確実な固定を可能にしました。
2. 頭側から手術台サイドレールに本体を設置するので、十分な手術スペースを確保できます。
3. 体躯を固定するパーツはX線透過材料を採用しておりますので、術中のX線撮影が可能です。
4. 人工股関節や人工骨頭の手術時の術野を確保し、術中の股関節の可動域確認も最大限になる様、設計されています。
5. 手術台サイドレールへの取付けには、コンパクトで保持力の優れた「ARクランプ」を2個使用し、本体のぐらつきをしっかり抑えます。
6. マット部分は高機能ゲル素材であるEXGEL®（エクスジェル）を使用しています。EXGEL®



AR クランプ



腰部の確実な固定が可能です



股関節の可動域確認の際に、患者の大腿部を最大限に稼働させることができます

仕 様

| 品 番 | 商 品 名 | 規 格 | 数 量 |
|--------------|------------------------------|-----------------------------|-----|
| 1-501-014-61 | フレキシブルラテラルポジショナー-R (FLPR) | ARクランプ (厚さ9mm×幅32mmレール用) 付 | |
| 1-501-014-62 | フレキシブルラテラルポジショナー-R (FLPR) | ARクランプ (厚さ10mm×幅25mmレール用) 付 | |
| 【構 成】 | | | |
| 1-501-014-63 | フレキシブルラテラルポジショナー-R (FLPR) 本体 | 支柱長さ135mm | 1 |
| 1-501-014-64 | フレキシブルラテラルポジショナー-R (FLPR) 本体 | 支柱長さ165mm | 1 |
| 1-501-012-27 | L型コネクター | コネクター固定ボルト2個セット | 2 |
| 1-501-012-28 | L型コネクター ロング | コネクター固定ボルト2個セット | 1 |
| 1-501-011-05 | 丸型胴受けM | φ70mm×縦長180mm | 2 |
| 1-501-012-26 | 角型胴受けL | 縦160mm×横110mm×棒長100mm | 1 |
| 1-501-013-07 | 丸型胴受けマットM | φ90mm×縦長180mm | 2 |
| 1-501-014-28 | 角型胴受けマットL | 縦180mm×横130mm×厚さ30mm | 1 |
| 1-501-011-70 | ロッドプッシャー | | 1 |
| 1-510-010-00 | ARクランプ | 厚さ9mm×幅32mmレール用 | 4 |
| 1-510-011-00 | ARクランプ | 厚さ10mm×幅25mmレール用 | 4 |

※選択する規格によって附属する AR クランプは異なります

【オプション】

| | | | |
|--------------|---------------------|----------------------|-------|
| 1-350-000-02 | テンダーパッド マット 中 | 縦450mm×横360mm×高15mm | (1) |
| 1-350-000-03 | テンダーパッド マット 大 | 縦750mm×横550mm×高15mm | (1) |
| 1-350-021-02 | テンダーパッド かまぼこ型 中 450 | 巾140mm×長さ450mm×高70mm | (1) |

適 応

- 人工股関節置換術
- 人工骨頭置換術
- 回転臼蓋骨切術
- その他、側臥位による手術一般



製造販売元
株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04(7141)4021 FAX04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

フレキシブルラテラルポジショナー-R 品目届出番号: 12B1X10016000061

ARクランプ 品目届出番号: 12B1X10016000106