


# マットカバー

## MAT COVER



### 特長

- ・通気性と透湿性のある、肌に優しい素材を採用。
- ・特殊な二重構造で各ポジションのマットを清潔に保ち、皮膚の摩擦、ずれを軽減できます。
- ・当商品を使用することで清拭の手間を大幅に軽減できます。



株式会社 イソメディカルシステムズ

## 使用例

### マットカバー 四点フレーム用

対象機種  
LTシリーズ(200、300、600、700、1000、1000CS、1000LP)  
ラジオルーセントスパインテーブル、  
KMPカーボンフレームシリーズ



### マットカバー フェイス/ヘッドフレーム用

対象機種  
フェイスフレーム、ヘッドレスト

### JCマットカバー


対象機種 アームレスト



胸部1点マットに使用可能


### マットカバー丸型マットM

対象機種  
ML-1st、スマートポジショナー、ラテラルポジションサポーター  
フレキシブルラテラルポジショナー(FLP、FLP-R)



### マットカバー 角型マットL

対象機種  
セミラテラルオペレーションシステム(SOS-1st)  
フレキシブルラテラルポジショナー(FLP、FLP-R)



### マットカバー角型マットM

## 仕様

品番	商品名	規格
1-501-000-50	マットカバー 四点フレーム用	1箱 12セット(48枚)入り
1-501-000-51	マットカバー フェイス/ヘッドフレーム用	1箱 12セット(36枚)入り
1-501-000-52	マットカバー 丸型マットM	1箱 50枚入り
1-501-000-53	マットカバー 角型マットM	1箱 50枚入り
1-501-000-54	マットカバー 角型マットL	1箱 40枚入り
1-501-000-92	JCマットカバー	1箱 5セット(20枚)入り

## 使用上の注意

- ・再使用はしないでください。
- ・患者の体格、使用時間や使用方法により効果に差が生じます。
- ・撥水加工の為、ご使用状況により水分が浸透する可能性があります。



製造販売元

株式

会社

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>