

LEG POSITIONER EASY STEP

膝関節用手術架台

レッグポジショナー・イーゼーステップ

人工膝関節置換術などの際に屈曲の調整や健側下肢との比較が容易に行えます。
本器は高圧蒸気滅菌 (AC滅菌) が可能です。



■適応

人工膝関節置換術 (TKA)

単顆人工膝関節置換術 (UKA)

本製品特長

※全てのパーツが高圧蒸気滅菌が可能です



モジュラスティック
患側足底(踵)をかける

フェモラルサポーター
下肢の外転外旋を制御

ユニバーサルクランプ
オيفの上から本体を設置可能

簡単なセッティング

術中の屈曲位の変更や下腿長軸の確認を容易に行えます



屈曲

伸展



体型に合わせたポジショニング



モジュラスティックを任意の位置に設置可能です

仕様

ベースのサイズは2種類、クランプは2種類あります

Clamp



ユニバーサルクランプ
様々な手術台に適合
本体をしっかり固定します



ARクランプ
スリムなデザイン
国産用とマック用があります

Base



スタンダード(STD)
全長700mm



ショート
全長500mm
滅菌器械に入れやすいサイズ

※ARクランプセットの品番はHPをご確認ください

品番	商品名	規格
1-502-004-10	レッグポジショナー イージーステップ・STD	ユニバーサルクランプ付
1-502-005-10	レッグポジショナー イージーステップ・ショート	ユニバーサルクランプ付
アクセサリ		
1-502-004-13	レッグポジショナー イージーステップ シリコンスポンジ(単回使用)	



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000083



▲製品詳細サイト

監修/ 高萩協同病院副院長兼整形外科部長
河村 春生 先生
龍ヶ崎済生会病院 整形外科部長
渡邊 保彦 先生