




BED SAFETY BELT

体位固定ベルト / ベルト用クッション

面ファスナーにより簡単にすばやく付け外すことができる患者用固定ベルトです。



■特長

- ・ 付け外しが簡単な面ファスナーベルト
- ・ 低反発フォーム『サスティーン』をクッションに使用

本製品特長



面ファスナー

- 『体位固定ベルト』は面ファスナーによる固定のため、簡単にすばやく付け外しが可能です。

繰り返し使用可能

- 単回使用のベルト用クッションを使用することにより『体位固定ベルト』は繰り返し使用が可能です。無駄なく清潔な患者固定が実現します。

肌に優しい柔らかさ

- 『体位固定ベルト用クッション』は、体圧分散フォーム『サスティーン』を使用し、患者さんに不快感を与えることなく体位の固定が可能です。
- 皮膚への影響が少ないラテックスフリー。



『サスティーン』の表面
(きめが細かくスムーズ)



普通のウレタンフォームの表面
(気泡が粗くざらついている)

仕様

| 品番 | 商品名 | 規格 |
|--------------|----------------|---------------------------|
| 1-501-000-94 | 体位固定ベルト | 幅100mm×長さ1600mm 2個入 |
| 1-501-000-95 | 体位固定ベルト用クッション* | 幅140mm×長さ800mm×厚み20mm 8個入 |


* 単回使用



1-501-000-94 体位固定ベルト



1-501-000-95 体位固定ベルト用クッション



ベルトを不織布とウレタンフォームの間に左写真のように通してご使用ください。



手術台レールへベルトを通してお使いいただけます。

使用例



使用上の注意

- ご使用前に『体位固定ベルト』に『体位固定ベルト用クッション』をセットのうえ、ご使用ください。
- 手術台レールに『体位固定ベルト』を通して、固定してください。
- 『体位固定ベルト用クッション』は、再利用しないでください。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
URL: <https://www.isomed.co.jp/>



▲製品詳細サイト