




フィジール
PHYSEEL



スカイフォーム SKY FORM

スカイフォーム

ヒトの体温と重さにより、身体に馴染んで変形して体圧を分散する低反発弾性フォームです。
現在ご使用のマットレスに併用することで、相乗効果が得られます。




■特長

高密度・低反発のウレタンフォームにより手術時に身体を安定させ体圧を分散します。

本製品特長

圧再分配

・ 過剰な沈み込みを防ぎ、底付きしにくい材質です。




使い方は自由

・ お好みの大きさや形にカットすることで、手術台アクセサリーのサポートとして、また病棟用、介護用など多方面に活用できます。

スカイフォーム体圧分散測定

仰臥位




温度24℃ 湿度50%

被験者：健康男性、173cm、76Kg、BMI 25.4 (単位:mmHg)

底付きしにくい

・ ヒトの体温と重さにより、身体の形に馴染んで変形します。身体への接触面積を増やすことで体圧を効率的に分散し、身体を安定させます。


・ フォームの通気性が良く、また下面をプロファイル加工にすることで、蒸れにくい環境を実現しています。



仕様

| 品番 | 商品名 | 規格 |
|--------------|---------|-------------------------------|
| 1-501-162-00 | スカイフォーム | 厚さ 55mm × 長さ 1950mm × 幅 500mm |

アクセサリー (別売)



「手術台フォーム用カバー」

通気性と透湿性のある肌にやさしい素材を採用しております。特殊な二重構造で皮膚の摩擦、ずれを軽減します。
※詳細は「マットカバー」カタログをご覧ください。

| 品番 | 商品名 | 規格 |
|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1-501-000-93 | 手術台フォーム用カバー | 長さ 1950mm × 幅 500mm 1箱 12枚入 |

使用上の注意

- ・ 使用者の体重や状況に応じて、ご使用のマットレスや別売の「サスティーン」などと併用してください。
- ・ 本製品の清潔を保ち、皮膚の摩擦を軽減するため、別売の「手術台フォーム用カバー」のご使用をお勧めします。
- ・ 本製品は、洗濯・乾燥により、ひび割れ、破損が生じる可能性があります。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>



▲製品詳細サイト