



LALAH BOARD / K

側臥位用手術架台

ラーボード / K

適切な位置にペグを挿入することにより、体幹を自由な位置に固定可能です。



■適応

腎部分切除術

人工骨頭挿入術（BHA）

RATS（ロボット支援下胸腔鏡手術）

VATS（胸腔鏡手術）

その他、側臥位手術一般


本製品特長

シンプルな構造

- 基本的なセッティングは、ボード専用の固定ベルトのみです。
「組立」「分解」「収納」も容易です。

安定した固定力

- 適切な位置にペグを挿入することにより、体幹を自由な位置に固定可能です。





セパレートタイプ

- 2分割のボードの下に新たにベースプレートを設置することで、滑りが良く患者が乗った状態でも引き抜きが容易に行えます。
- 上部を2分割セパレートタイプにすることにより、術後X線撮影での穴の映り込みがありません。

X線透視撮影可能

- 全てのパーツは、X線透過性の素材で作られています。



セッティング例



セッティング例



仕様

品番	商品名	規格
1-501-017-22	ララーボード/K	スタンダードセット

【構成】



品番	商品名	規格	数量
1-501-017-21	ララーボード	480mm×480mm×17mm	1
1-501-017-23	セパレートボード/K	左右組	1
1-501-017-24	ベースプレート/K	480mm×480mm×7mm ロック機能付	1
1-501-017-12	ララーペグロング	φ25mm×265mm	2
1-501-017-17	ララーペグショート	φ25mm×200mm	4
1-501-017-18	シリコンスポンジ (ロング用)	シリコンスポンジ 白 260mm+スキーマOP(L)	2
1-501-017-19	シリコンスポンジ (ショート用)	シリコンスポンジ 白 185mm+スキーマOP(S)	4
1-501-900-14	固定用ベルト		12
1-350-900-50	Yシート	横60cm×縦120cm×厚み5mm	1
1-501-161-22	サスティーン	厚さ20mm×長さ1900mm×幅500mm	1
1-501-162-02	スカイフォーム	厚さ20mm×長さ1900mm×幅500mm	1

【構成】




アクセサリ (別売)


※詳細は各製品のカタログをご覧ください

マルチユース・シート
「サスティーン」

通気性・透湿性に優れた肌触りのよいシート。
身体を優しく包み理想的な体位を実現します。
※サイズバリエーション: 5種類
(5/10/20/30/40mm)

体圧分散フォーム
「スカイフォーム」

ヒトの体温と重さにより、身体に馴染んで
変形して体圧を分散する低反発弾性フォーム。

体温で柔らかくなる
「サーモフィットスロープ」

優れた低反発性で体圧を分散し、
側臥位時の腋窩神経を保護します。

監修
日本海総合病院 診療部長 (兼) 呼吸器外科部長
金内 直樹 先生



▲製品詳細サイト

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000135