



# LALAH BOARD SYSTEM

側臥位用手術架台

## ラーボードシステム

長さの異なる2種類のペグを組み合わせることで、直観的かつスピーディーな体位固定を可能にします。



### ■適応

胸腔鏡下肺切除術  
胸腔鏡下食道切除術  
腎部分切除術  
人工骨頭挿入術（BHA）  
その他、側臥位手術一般

## 本製品特長

## シンプルな構造

・基本的なセッティングは、ボード専用の固定ベルトのみです。  
「組立」「分解」「収納」も容易です。

## 安定した固定力

・適切な位置にペグを挿入することにより、  
体幹を自由な位置に固定可能です。



## 負担を軽減

・陰圧固定具等による固定と比較し、  
術者のワーキングスペースの確保を  
容易とし、時間の経過によるポジショ  
ニングの緩みを軽減します。



セッティング例



セッティング例



## 仕様

| 品 番          | 商 品 名      | 規 格       |
|--------------|------------|-----------|
| 1-501-017-30 | ララーボードシステム | スタンダードセット |

## 【構成】



| 品 番          | 商 品 名            | 規 格                        | 数 量 |
|--------------|------------------|----------------------------|-----|
| 1-501-017-21 | ララーボード           | 480mm×480mm×17mm           | 2   |
| 1-501-017-12 | ララーペグロング         | φ25mm×265mm                | 2   |
| 1-501-017-17 | ララーペグショート        | φ25mm×200mm                | 4   |
| 1-501-017-18 | シリコンスポンジ (ロング用)  | シリコンスポンジ 白 260mm×スリ-マOP(L) | 2   |
| 1-501-017-19 | シリコンスポンジ (ショート用) | シリコンスポンジ 白 185mm×スリ-マOP(S) | 4   |
| 1-501-900-14 | 固定用ベルト           |                            | 12  |
| 1-350-900-50 | Yシート             | 横60cm×縦120cm×厚み5mm         | 1   |
| 1-501-161-22 | サステーション          | 厚さ20mm×長さ1900mm×幅500mm     | 1   |
| 1-501-162-02 | スカイフォーム          | 厚さ20mm×長さ1900mm×幅500mm     | 1   |


## アクセサリ (別売)

※詳細は各製品のカタログをご覧ください




マルチユース・シート  
「サステーション」

通気性・透湿性に優れた肌触りのよいシート。  
身体を優しく包み理想的な体位を実現します。  
※サイズバリエーション:5種類  
(5/10/20/30/40mm)



体圧分散フォーム  
「スカイフォーム」

ヒトの体温と重さにより、身体に馴染んで  
変形して体圧を分散する低反発弾性フォーム。



体温で柔らかくなる  
「サーモフィットスロープ」

優れた低反発性で体圧を分散し、  
側臥位時の腋窩神経を保護します。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**  
本 社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000135



▲製品詳細サイト