



# LALAH BOARD / K

側臥位用手術架台

## ララーボード / K

適切な位置にペグを挿入することにより、体幹を自由な位置に固定可能です。



### ■適応

- 腎部分切除術
- 人工骨頭挿入術（BHA）
- RATS（ロボット支援下胸腔鏡手術）
- VATS（胸腔鏡手術）
- その他、側臥位手術一般

## 本製品特長

### シンプルな構造

・基本的なセッティングは、ボード専用の固定ベルトのみです。  
「組立」「分解」「収納」も容易です。



### 安定した固定力

・適切な位置にペグを挿入することにより、体幹を自由な位置に固定可能です。



### セパレートタイプ

・2分割のボードの下に新たにベースプレートを設置することで、滑りが良く患者が乗った状態でも引き抜きが容易に行えます。  
・上部を2分割セパレートタイプにすることにより、術後X線撮影での穴の映り込みがありません。



### X線透視撮影可能

・全てのパーツは、X線透過性の素材で作られています。

セッティング例



セッティング例



## 仕様

品番	商品名	規格		
1-501-017-22	ララーボード/K	スタンダードセット		
【構成】	品番	商品名	規格	数量
	1-501-017-21	ララーボード	480mm×480mm×17mm	1
	1-501-017-23	セパレートボード/K	左右組	1
	1-501-017-24	ベースプレート/K	480mm×480mm×7mm ロック機能付	1
	1-501-017-12	ララーペグロング	φ25mm×265mm	2
	1-501-017-17	ララーペグショート	φ25mm×200mm	4
	1-501-017-18	シリコンスポンジ(ロング用)	シリコンスポンジ 白 260mm×スキマOP(L)	2
	1-501-017-19	シリコンスポンジ(ショート用)	シリコンスポンジ 白 185mm×スキマOP(S)	4
	1-501-900-14	固定用ベルト	幅25mm×700mm×1本・サイドレール用	12
	1-350-900-50	Yシート	横60cm×縦120cm×厚み5mm	1
	1-501-161-22	サスティーン	厚さ20mm×長さ1900mm×幅500mm	1
	1-501-162-02	スカイフォーム	厚さ20mm×長さ1900mm×幅500mm	1


## アクセサリ (別売)

※詳細は各製品のカタログをご覧ください




マルチユース・シート  
「サスティーン」

通気性・透湿性に優れた肌触りのよいシート。身体を優しく包み理想的な体位を実現します。  
※サイズバリエーション: 5種類 (5/10/20/30/40mm)



体圧分散フォーム  
「スカイフォーム」

ヒトの体温と重さにより、身体に馴染んで変形して体圧を分散する低反発弾性フォーム。



体温で柔らかくなる  
「サーモフィットスロープ」

優れた低反発性で体圧を分散し、側臥位時の腋窩神経を保護します。

監修  
日本海総合病院 診療部長(兼)呼吸器外科部長  
金内 直樹 先生



▲製品詳細サイト

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**  
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14  
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022  
URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000135