


ISO KIRSCHNER WIRE


イソキルシュナー鋼線




全種類にサイズ径を表記



国内自社工場で一貫生産された、素材と品質にこだわったキルシュナー鋼線です。生体適合性が高い材質を選定、採用しています。オリジナルデザインの剣先(2面)カットにより優れた切れ味を発揮し、削り屑の排出もスムーズです。



専用の『ソフトピンキャップ』により切断面を保護



- 豊富な外径
- サイズ径のマーキング

仕様

片尖



品名：イソキルシュナー鋼線
 全長：30cm / 15cm
 尖形：剣先（2面）
 入数：10本入

■ 全長 30cm

品番	規格
1-210-000-01	φ0.8mm 片尖
1-210-000-02	φ1.0mm 片尖
1-210-000-03	φ1.2mm 片尖
1-210-000-04	φ1.4mm 片尖
1-210-000-10	φ1.5mm 片尖
1-210-000-05	φ1.6mm 片尖
1-210-000-06	φ1.8mm 片尖
1-210-000-07	φ2.0mm 片尖
1-210-000-08	φ2.4mm 片尖
1-210-000-09	φ3.0mm 片尖

■ 全長 15cm

品番	規格
1-210-150-01	φ0.8mm 片尖
1-210-150-02	φ1.0mm 片尖
1-210-150-03	φ1.2mm 片尖
1-210-150-04	φ1.4mm 片尖
1-210-150-10	φ1.5mm 片尖
1-210-150-05	φ1.6mm 片尖
1-210-150-06	φ1.8mm 片尖
1-210-150-07	φ2.0mm 片尖
1-210-150-08	φ2.4mm 片尖

両尖



品名：イソキルシュナー鋼線
 全長：30cm / 15cm
 尖形：剣先（2面）
 入数：10本入

■ 全長 30cm

品番	規格
1-210-000-21	φ0.8mm 両尖
1-210-000-22	φ1.0mm 両尖
1-210-000-23	φ1.2mm 両尖
1-210-000-24	φ1.4mm 両尖
1-210-000-30	φ1.5mm 両尖
1-210-000-25	φ1.6mm 両尖
1-210-000-26	φ1.8mm 両尖
1-210-000-27	φ2.0mm 両尖
1-210-000-28	φ2.4mm 両尖
1-210-000-29	φ3.0mm 両尖

■ 全長 15cm

品番	規格
1-210-150-21	φ0.8mm 両尖
1-210-150-22	φ1.0mm 両尖
1-210-150-23	φ1.2mm 両尖
1-210-150-24	φ1.4mm 両尖
1-210-150-30	φ1.5mm 両尖
1-210-150-25	φ1.6mm 両尖
1-210-150-26	φ1.8mm 両尖
1-210-150-27	φ2.0mm 両尖
1-210-150-28	φ2.4mm 両尖

両尖 TS ピン



品名：イソキルシュナー鋼線
 全長：10cm / 12cm
 尖形：トロッカー先（3面）/ 剣先（2面）
 入数：10本入

■ 全長 10cm

品番	規格
1-210-100-40	φ0.7mm 両尖 TS ピン
1-210-100-41	φ0.8mm 両尖 TS ピン

■ 全長 12cm


品番	規格
1-210-120-42	φ1.0mm 両尖 TS ピン
1-210-120-43	φ1.2mm 両尖 TS ピン
1-210-120-44	φ1.4mm 両尖 TS ピン
1-210-120-50	φ1.5mm 両尖 TS ピン
1-210-120-45	φ1.6mm 両尖 TS ピン
1-210-120-46	φ1.8mm 両尖 TS ピン
1-210-120-47	φ2.0mm 両尖 TS ピン



穴あきタイプ各種有ります（受注生産）
 特注ガイドピン作製等、ご相談ください。

アクセサリ(別売)

「ソフトピンキャップ」



※紛失しにくく取り扱いやすい6個連結構造
 ※ご使用時は、一つずつ簡単に切り離せます

品番	商品名	規格
S99901-N	ソフトピンキャップ	φ0.8 - 1.6mm用/6連×5本 (30個入)

- ・シリコンを素材とした鋼線断端部専用保護キャップです。
- ・φ0.8～1.6mmの鋼線に対応しています。
- ・簡単に装着できます。
- ・オートクレーブ滅菌が可能です。

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
 本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
 TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
 URL: <https://www.isomed.co.jp/>

承認番号：22800BZX00248000



▲製品詳細サイト