



FACE SHEET

フェイスシート

フェイスクッション用のカバーシート。眼・鼻・口の部分がくりぬいてあるので、フェイスクッションにそのまま被せて使用可能です。患者への負担や不快感を軽減します。



■対象機種

サーモフィット フェイスII
マシュマレスト
その他、頭部用体位固定具全般


本製品特長

肌に優しい柔らかさ

- ・とてもソフトできめの細かい高密度ウレタンフォームを使用。肌触りがよく、顔を優しく包みます。皮膚への影響が少ないラテックスフリー。




『フェイスシート』の表面
(きめが細かくスムーズ)




普通のウレタンフォームの表面
(気泡が粗くざらついている)

高い通気性・透湿性

- ・ウレタンフォームの気泡が連続している「オープンセル構造」なので通気性・透湿性に優れており、蒸れを抑えて快適にご使用いただけます。



クローズドセル構造



オープンセル構造 (連続気泡)

ラテックスフリー

- ・皮膚への影響が少ないラテックスフリーなので、安心してご使用いただけます。



組合せ使用例
(『サーモフィットフェイスII』、『MラックII』)

優れた体圧分散性

- ・高密度・低反発・オープンセル構造のウレタンフォーム素材を使用しているため、体圧分散性に優れ、局所的な圧迫を防ぎます。



仕様

品番	商品名	規格
1-501-161-00	フェイスシート*	320mm×300mm 10枚1組

* 単回使用

アクセサリ (別売)

※詳細は各製品のカタログをご覧ください。



『サーモフィット フェイスII』


体温で柔らかさが変化するフェイスクッション。皮膚が直接触れる表面部分は柔らかく顔を包み込み、体温の影響を受けない深部は適度な硬さを保って頭の重みを支え、底突きしません。



『マシュマレスト』

より柔らかいフェイスクッションを望まれるケースには、『マシュマレスト』をお勧めします。低反発素材が体圧を分散して優しく顔をホールドし、皮膚や血管へのダメージを軽減します。

〈組合せ使用例〉




『サーモラック』

『サーモフィットフェイスII』専用ラック (高さ機能調節付) 『ミラー』の可視性が向上します。



『MラックII』

『サーモフィットフェイスII』 『マシュマレスト』専用ラック (高さ機能調節つき) 『ミラー』の可視性が向上します。



『ミラー』

『Mラック』の下に敷くことで、患者の様子や挿管チューブの状態を確認できます。



▲製品詳細サイト

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
URL: <https://www.isomed.co.jp/>