


フレキシブル ラテラル ポジショナー

FLEXIBLE LATERAL POSITIONER



株式会社 イソメディカルシステムズ

特長

1. 各パーツにそれぞれ自由度がありますので、患者の体格に合わせた、確実な固定が可能です。
2. 頭側から手術台サイドレールに本体を設置するので、十分な手術スペースを確保できます。
3. 恥骨を固定するタイプと両腸骨を固定するタイプがあります。
恥骨タイプでは、股関節の可動域確認の際に、患側の大腿部を最大限に稼働させることができます。両腸骨タイプでは、腰部の確実な固定が可能です。
4. 体躯を固定するパーツはX線透過材料を採用しておりますので、術中のX線撮影が可能です。
5. 人工股関節や人工骨頭の手術時の術野を確保し、術中の股関節の可動域確認も最大限になる様、設計されています。

両腸骨タイプ 1-501-014-50



恥骨タイプ 1-501-014-60



仕様

品番	商品名	規格	両腸骨タイプ	恥骨タイプ
1-501-014-50	フレキシブラテラルポジショナー (FLP)	両腸骨タイプ		
1-501-014-60	フレキシブラテラルポジショナー (FLP)	恥骨タイプ		
【構成】				
1-501-014-01	フレキシブラテラルポジショナー (FLP) 本体		× 2	× 2
1-501-012-04	FLP用コネクター		× 1	× 2
1-501-013-14	FLP用L型コネクター	ロング	× 1	
1-501-012-24	FLP用L型コネクター	ショート	× 1	
1-501-011-05	FLP用丸型胴受け	Mサイズ	× 2	× 1
1-501-012-05	FLP用丸型胴受け	Mサイズ/ショート	× 2	× 1
1-501-012-26	FLP用角型胴受け	Lサイズ	× 1	× 1
1-501-013-07	FLP用丸型胴受けマット	Mサイズ	× 4	× 2
1-501-014-28	FLP用角型胴受けマット	Lサイズ	× 1	× 1
1-510-000-00	ユニバーサルクランプ		× 2	× 2
1-501-011-70	ロッドブッシャー		× 1	× 1
【オプション】				
1-350-000-02	テンダーパッド マット 中	縦 450mm × 横 360mm × 高 15mm	(× 1)	(× 1)
1-350-000-03	テンダーパッド マット 大	縦 750mm × 横 550mm × 高 15mm	(× 1)	(× 1)
1-350-021-02	テンダーパッド かまぼこ型 中 450	巾 140mm × 長さ 450mm × 高 70mm	(× 1)	(× 1)

適応

- 人工股関節置換術
- 人工骨頭置換術
- 回転臼蓋骨切術
- その他、側臥位による手術一般



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>

フレキシブル ラテラル ポジショナー 品目届出番号:12B1X10016000061

ユニバーサルクランプ 品目届出番号:12B1X10016000062