

KERRISON RONGEURS

ケリソンロンジュール

軟骨又は骨等の堅い組織の切除に使用します。



■主な特長

サイズバリエーション
豊富なため、用途に合った
製品を選択できます。

本製品特長

ケリソンロンジュール

- ・刃先のレール構造により、刃が浮くことなく最後まで切れ味を保てます。
- ・イジェクターがついているため、シャフト内の骨片を押し出します。



直 先端拡大

仕様

①	品番	商品名	規格			イジェクター付
			長さ	刃幅	角度	
①	1-110-300-01ST	ケリソンロンジュール(スーパーシン)	18 c m	1mm	40° 上向	
②	1-110-300-02	ケリソンロンジュール		2mm		
③	1-110-300-03	ケリソンロンジュール		3mm		
④	1-110-300-04	ケリソンロンジュール		4mm		
⑤	1-110-300-05	ケリソンロンジュール	18 c m	5mm	40° 上向	
⑥	1-110-310-01ST	ケリソンロンジュール(スーパーシン)	20 c m	1mm	40° 上向	
⑦	1-110-310-02	ケリソンロンジュール		2mm		
⑧	1-110-310-03	ケリソンロンジュール		3mm		
⑨	1-110-310-04	ケリソンロンジュール		4mm		
⑩	1-110-310-05	ケリソンロンジュール	20 c m	5mm	40° 上向	

※⑤⑩は受注生産になります。納期は担当営業にご確認下さい。



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季 495-14

TEL 04(7141)4021 FAX 04(7141)4022

URL: <http://www.isomed.co.jp/>



品目届出番号: 12B1X10016000014

▲製品詳細サイト