

# LEG POSITIONER EASY STEP

膝関節用手術架台

## レッグポジショナー イージーステップ

人工膝関節置換術などの際に屈曲の調整や健側下肢との比較が容易に行えます。  
本器は高圧蒸気滅菌 (AC滅菌) が可能です。



■適応

人工膝関節置換術 (TKA)

単顆人工膝関節置換術 (UKA)

## 本製品特長

### 簡単なセッティング

術中の屈曲位の変更や下腿長軸の確認を容易に行えます。




### 高圧蒸気滅菌が可能

全てのパーツは、高圧蒸気滅菌が可能です。

### 体型に合わせたポジショニング

モジュラースティックを任意の位置に設置可能です。



#### モジュラースティック


患側足底(踵)をかける

#### フェモラルサポート

下肢の外転外旋を制御

#### ユニバーサルクランプ

オيفの上から本体を設置可能




## 仕様

ベースのサイズは2種類、クランプは2種類あります

品番	商品名	規格
1-502-004-10	レッグポジショナー イージーステップ	スタンダードセットユニバーサルクランプ付
1-502-005-10	レッグポジショナー イージーステップ	ショートセットユニバーサルクランプ付




スタンダード本体  
全長700mm



ショート本体  
全長500mm  
滅菌器械に入れやすいサイズ



モジュラースティック



フェモラルサポート



#### ユニバーサルクランプ

様々な手術台に適合  
本体をしっかり固定します



#### ARクランプ

スリムなデザイン  
9×32レール用と10×25レール用  
があります

※ARクランプセットの品番はHPをご確認ください

## アクセサリ

品番	商品名	規格
1-502-004-13	レッグポジショナー イージーステップ シリコンスポンジ	スタンダード・ショートセット共通



シリコンスポンジ  
※シリコンスポンジは単回使用です

監修/ 高萩協同病院副院長兼整形外科部長  
河村 春生 先生  
龍ヶ崎済生会病院 整形外科部長  
渡邊 保彦 先生



▲製品詳細サイト

製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000083