

FLEXIBLE LATERAL POSITIONER R

側臥位用手術架台

フレキシブルラテラルポジショナーR

各パーツがそれぞれフレキシブルに動くことにより、患者の体格に合わせた確実な固定を可能にしました。体躯を固定するパーツはX線透過素材を採用していますので、術中の透視撮影が可能です。



両腸骨固定



恥骨固定



■ 適応

- 人工股関節置換術 (THA)
- 人工骨頭置換術 (BHA)
- 寛骨臼回転骨切り術 (RAO)
- その他、側臥位手術一般

本製品特長

広いワーキングスペース

・頭側から手術台サイドレールに本体を設置するので、十分な術野・ワーキングスペースを確保できます。股関節の可動域確認も最大限になるように設計されています。

高性能ゲルを採用

・身体を固定するマット部分には EXGEL® を使用。患者の体格にあわせて中のゲルが自在に動くことで固定時の衝撃・ズレを抑え、患者の確実な固定が可能です。

(EXGEL® は株式会社加地の登録商標です)



確実な固定

・各パーツがそれぞれフレキシブルに動くことにより、患者の体格に合わせた確実な固定を可能にしました。

※骨盤部前方の胴受けマットの組み方によって「両腸骨固定」と「恥骨固定」が可能です。

両腸骨固定 イメージ



腰部の確実な固定が可能です。

恥骨固定 イメージ



患側大腿部を最大限に可動させることができます。


X線透視撮影可能

・体を固定するパーツはX線透過材料を使用。術中のX線撮影が可能です。

仕様

品番	商品名	規格
1-501-014-61	フレキシブルラテラルポジショナーR	ARクランプ (9×32レール用) セット
1-501-014-62	フレキシブルラテラルポジショナーR	ARクランプ (10×25レール用) セット

【構成】



※選択する規格によって附属する「AR クランプ」は異なります。

商品名	規格	数量
①フレキシブルラテラルポジショナー R (FLPR) 本体	支柱長さ 135mm	1
②フレキシブルラテラルポジショナー R (FLPR) 本体	支柱長さ 165mm	1
③角型胴受けマット L	縦 180mm× 横 130mm× 厚さ 30mm	1
④角型胴受け L	縦 160mm× 横 110mm× 棒長 100mm	1
⑤L型コネクター ロング	コネクター固定ボルト 2個セット	1
⑥L型コネクター	コネクター固定ボルト 2個セット	2
⑦ロッドブッシャー		1
⑧丸型胴受けマット M	φ90mm× 厚さ 30mm	2
⑨丸型胴受け M	φ70mm× 縦長 180mm	2
⑩AR クランプ ※	厚さ 9mm× 巾 32mm レール用	4
⑩AR クランプ ※	厚さ 10mm× 巾 25mm レール用	4

アクセサリ (別売)

※詳細は「マットカバー」カタログをご覧ください



手術架台専用「マットカバー」

通気性と透湿性のある、肌に優しい素材を採用。特殊な二層構造で皮膚の摩擦、ずれを軽減します。

品番	商品名	規格
1-501-000-52	マットカバー 丸型マットM	1箱50枚入
1-501-000-54	マットカバー 角型マットL	1箱40枚入



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**

本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14

TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022

URL: <https://www.isomed.co.jp/>

フレキシブルラテラルポジショナーR 品目届出番号: 12B1X10016000111
ARクランプ 品目届出番号: 12B1X10016000106

2503_FL_1



▲製品詳細サイト