



フィジール
PHYSEEL



Thermo Fit

Mold itself to fit the patient's features.

サーモフィット スロープ

接触部分が体温で柔らかくなることで身体に優しくフィットし、患者のポジショニング時の安定性と安全性を高めます。適切な体位保持や床ずれ予防・体圧分散に優れた三角クッションです。



■腹臥位や側臥位用の
ポジショニングや体圧
分散にご使用いただけます

本製品特長

体温で柔らかさが変化

- ・皮膚が直接触れる表面部分は体温で柔らかくなり、身体を優しく包み込みます。

デリケートな皮膚を守る

- ・優れた低反発性で体圧を分散し、長時間の手術でも皮膚や血管へのダメージを軽減します。
皮膚への影響が少ない低刺激性素材です。（ラテックスフリー）

高密度・低反発素材を採用

- ・高密度なウレタンフォームなので接地面に吸着して滑りにくくズレにくいいため、整えた体位を維持できます。
- ・滑らかな肌触りでしっとりとした質感です。またつなぎ目や縫い目がないため皺が出来ず、皮膚のつっぱりを抑えます。

仕様

品 番	商 品 名	規 格
1-501-160-31	サーモフィット	スロープ

※単回使用

使用例

腹臥位時の大腿部保護
側臥位時の腋窩神経の保護
仰臥位時の仙骨部の体圧分散
踵の除圧 など



製造販売元

株式会社 **イソメディカルシステムズ**
本社 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-2-8

問合せ先 〒277-0863 千葉県柏市豊四季495-14
TEL 04 (7141) 4021 FAX 04 (7141) 4022
URL: <https://www.isomed.co.jp/>

品目届出番号: 12B1X10016000131



▲製品詳細サイト

2606 SS_2